

Digital Viscometer AADV-II P

数字粘度计 AADV-II P

数字粘度计 AADV-II P 特性和优点:

- 世界上最通用的连续感应粘度计
- 新型人性化操作面板
- 内建 RTD 温度探头实时监控样品温度
- 54 种可选转速能够满足不同的测量范围
- 自动量程显示 (100% 扭矩时的全量程范围 FSR, 当前转子/转速组合下的最大粘度)
- 可连接个人电脑实现数据采集
- 随机附带的 DVLoader 软件可将自定义的测量程序下载到仪器上实现自动化操作
- 可选购 Rheocalc 软件实现电脑全自动化控制、数据采集和分析
- 可选购 Wingather 软件实现自动采集和分析数据结果
- 精度: 测量范围的 $\pm 1\%$
- 重现性: $\pm 0.2\%$

应用: 选择不同的机型 (LV,RV,HA,HB) 时一定要考虑您是应用在什么样品上, 样品的粘度范围是多少。



LV 系列—适用于低粘度流体

溶剂型胶粘剂	乳胶
生化制剂	油、石油
果汁	溶剂
化学试剂	油漆、涂料
化妆品	药品
日用化工品	感光性树脂
热石蜡	高聚物溶液
油墨	橡胶溶液

RV 系列—适用于中等粘度流体

热熔胶	油漆
沥青 (SHRP)	造纸涂料
陶瓷	纸浆
霜类物体塑料溶胶	
日用化工品	淀粉
食品产品	表面涂料
树脂、树胶	牙膏
丝印油墨	光亮剂
有机溶剂	

HA/HB 系列—适用于高粘度流体

沥青	膏体
填缝化合物	花生酱
巧克力	油灰、灰泥
环氧树脂	屋顶材料
凝胶	密封胶
油墨	片状模塑料
(圆珠笔油墨, 平板印刷油墨)	
糖蜜	焦油

产品代码: AADV-II P



关注微信公号手机网站: [gzanzun](http://gzanzun.com)

广州市越秀区安尊陶瓷贸易商行

电话: +86-20-83292261

传真: +86-20-83292261

www.gzanzun.com

Email: gzanzun@163.com

广州市越秀区白云路 111 号白云大厦 1013A 室 (510100)